

Produktinformation durch weckglaeser.com

Kundenservice (E-Mail, Chat, SMS, Messenger):  
www.weckglaeser.com/impressum.php

## 1L Destilliertes Wasser Doktor-Klaus

Produkt-ID: 103525

[Zur Produktseite im Shop](#)



## 1 Liter Doktor-Klaus Destilliertes Wasser

### Beschreibung

Dieses Produkt ist ein Lebensmittel. Unser destilliertes Wasser ist von der Qualität nicht zu verwechseln mit entmineralisiertem Wasser. Das Doktor-Klaus Destillat wird aufwändig in einem mehrstufigen Verfahren hergestellt. Es läuft erst durch Spezialfilteranlagen. Danach wird es mit Hilfe von Umkehrosmose entmineralisiert und zum Schluss mit UV-Licht keimfrei gemacht. Es ist keimfrei und frei von Mineralien, Ionen, Spurenelementen und organischen Verunreinigungen.

Beispiele für Anwendungen: Es verhindert generell Kalkablagerungen. Sehr gut für die Herstellung von Desinfektionsmitteln, Füllung von Beatmungsgeräten mit Feuchtigkeitszufuhr, Lösungsmittel. Dampfbügeleisen, Zimmerbrunnen, Aquarien (Beimischung), zum Reinigen (besser als kalkhaltiges Leitungswasser), Fenster putzen, Herstellung von Kolloidalem Silber und Gold, allgemein chemische und technische Zwecke. Viele Menschen bevorzugen es als reines Wasser auch zum Trinken.

Zur Herstellung von sterilen pharmazeutische Anwendungen (Injektionslösungen, Infusionslösungen, Augentropfen) ist es ohne weitere Sterilisierungsmassnahmen nicht zulässig.

Andere Bezeichnungen: H<sub>2</sub>O, Aquadest., aqua destillata, aqua purificata.

### Lagerung und Haltbarkeit

Bitte kühl und dunkel aufbewahren. Nach dem Öffnen binnen 3 Monaten aufbrauchen.

### Details und Spezifikationen

Inhalt: 1 Liter

Material: Braune PET Flasche, BPA frei

PH-Wert: 6.8

Leitfähigkeit: 2-5 µS/cm (MicroSiemens/cm), 2.4-6 ppm (parts per million/ppm)

CAS Nr.: 7732 18 5

EINECS Nr.: 231 791 2

Qualität: Deutsche Markenqualität. Nach der Destillation zusätzliche UV Behandlung für Keimfreimachung.

Umwelt: Der Kanister besteht aus reinem HDPE Kunststoff und kann sortenrein recycelt werden.

Haltbarkeit, Lagerung: Ungeöffnet prinzipiell unbegrenzt haltbar, geöffnet bitte innerhalb von 3 Monaten aufbrauchen.

Sicherheitsdatenblatt: Kann auf Wunsch zugesandt werden.

### Hersteller:

FloraCura GmbH

Kreuzjochstrasse 1

82467 Garmisch-Partenkirchen

Alle Angaben, Bilder und Beschreibungen werden mit bestmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Sie sind unverbindlich. Produktänderungen sind vorbehalten. Alle Massangaben unterliegen fertigungsüblichen Toleranzen von ± 5%.

Kundenservice (E-Mail, Chat, SMS, Messenger):

[www.weckglaeser.com/impressum.php](http://www.weckglaeser.com/impressum.php)