

Produktinformation durch weckglaeser.com

Kundenservice (E-Mail, Chat, SMS, Messenger):

[www.weckglaeser.com/impressum.php](http://www.weckglaeser.com/impressum.php)

## Becherglas Set aus hitzefestem Borosilikatglas

Produkt-ID: 102599

[Zur Produktseite im Shop](#)



## **Becherglas Set 250ml + 400ml aus hitzefestem Borosilikatglas**

### **Beschreibung**

Bechergläser gehören zu den am häufigsten verwendeten Glasgefäßen im Labor. Sie eignen sich hervorragend zum Auffangen oder Vermischen von Flüssigkeiten oder zum Ansetzen einfacher Lösungen. Sie sind zylindrisch, haben einen gebördelten Rand, einen Ausguss und eine Graduierung.

Borosilikatglas ist sehr robust und hitzebeständig. Temperaturschwankungen, wie beim Einfüllen von heißen Flüssigkeiten, hält es gut aus. Sie müssen keinen Glassprung fürchten. Verwenden Sie Ihr Becherglas zum Kochen und Backen auf dem Herd, im Backofen und in der Mikrowelle.

### **Details und Spezifikationen**

Nennvolumen: 250ml / 400 ml

Innenhöhe: 92 / 100 mm

Innendurchmesser: 65 / 74 mm

Geeignet für: Allgemeine Laborarbeiten

Qualität: Graduiert. Transparentes hitzefestes Laborglas (Borosilikat 3.3). Wasser z.B. kann in diesem Glas direkt auf Elektro- oder Gasherplatte erhitzt werden. Zum leichteren Umfüllen hat das Becherglas einen Ausguss.

Besondere Verwendungsmöglichkeit: In Höhe und Durchmesser genau abgestimmt auf die Herstellung von 250ml bzw 400ml Kolloidalem Silber oder Gold mit dem Doktor-Klaus Pulser oder dem Ionic Pulser

Alle Angaben, Bilder und Beschreibungen werden mit bestmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Sie sind unverbindlich. Produktänderungen sind vorbehalten. Alle Massangaben unterliegen fertigungsüblichen Toleranzen von  $\pm 5\%$ .

**Kundenservice (E-Mail, Chat, SMS, Messenger):**

[www.weckglaeser.com/impressum.php](http://www.weckglaeser.com/impressum.php)