

Produktinformation durch [weckglaeser.com](http://weckglaeser.com)

Kundenservice (E-Mail, Chat, SMS, Messenger):

[www.weckglaeser.com/impressum.php](http://www.weckglaeser.com/impressum.php)

## 10L Bidestilliertes Wasser Doktor-Klaus

Produkt-ID: 1010477

[Zur Produktseite im Shop](#)



## 10 Liter Bidestilliertes Wasser Doktor-Klaus

### Beschreibung

Dieses Produkt ist ein Lebensmittel. Unser bidestilliertes Wasser ist von der Qualität nicht zu verwechseln mit entmineralisiertem Wasser. Das Doktor-Klaus Bidestillat wird aufwändig in einem 4-stufigen Verfahren hergestellt. Es läuft erst durch Spezialfilteranlagen. Danach wird es doppelt mit Hilfe von Umkehrosmose entmineralisiert und zum Schluss mit UV-Licht keimfrei gemacht. Es ist keimfrei und frei von Mineralien, Ionen, Spurenelementen und organischen Verunreinigungen.

Beispiele für Anwendungen: Es verhindert vollkommen Kalkablagerungen. Sehr gut für die Herstellung von Desinfektionsmitteln, Füllung von Beatmungsgeräten mit Feuchtigkeitzufuhr, Lösungsmittel. Dampfbügeleisen, Zimmerbrunnen, Seewasser und Süßwasser Aquarien (Beimischung), zum Reinigen (besser als kalkhaltiges Leitungswasser), Fenster putzen, allgemein chemische und technische Zwecke. Viele Menschen bevorzugen es als reines Wasser auch zum Trinken.

Zur Herstellung von sterilen pharmazeutische Anwendungen (Injektionslösungen, Infusionslösungen, Augentropfen) ist es ohne weitere Sterilisierungsmassnahmen nicht zulässig.

Andere Bezeichnungen: H<sub>2</sub>O, Aquabidest., aqua bidestillata, aqua purificata.

### Lagerung und Haltbarkeit

Bitte kühl und dunkel aufbewahren. Nach dem Öffnen binnen 3 Monaten aufbrauchen.

### Details und Spezifikationen

Inhalt: 10 Liter

Stoffname: Wasser

Material Kanister: Aus recycelbarem HDPE Kunststoff, lebensmittelecht und frei von Bisphenol A, B, F und S.

PH-Wert: 6.8

Leitfähigkeit: 0.05 µS/cm (MicroSiemens/cm), 0.06 ppm (parts per million/ppm)

CAS-Nummer: 7732-18-5 (wässrige Lösung)

EINECS-Nummer: 231-791-2

Dichte: 0.998 g/cm<sup>3</sup>

Summenformel: H<sub>2</sub>O

Molmasse: 18.02 g/mol

Verpackung: In naturfarbenem Kanister mit Sicherheitsverschluss.

Charakteristik, Geruch: Farblos, flüssig, geruchlos

Haltbarkeit, Lagerung: Ungeöffnet prinzipiell unbegrenzt haltbar, geöffnet bitte innerhalb von 3 Monaten aufbrauchen.

Sicherheitsdatenblatt: Kann auf Wunsch zugesandt werden.

### Hersteller:

FloraCura GmbH

Kreuzjochstrasse 1

82467 Garmisch-Partenkirchen

Alle Angaben, Bilder und Beschreibungen werden mit bestmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Sie sind unverbindlich. Produktänderungen sind vorbehalten. Alle Massangaben unterliegen fertigungsüblichen Toleranzen von ± 5%.

Kundenservice (E-Mail, Chat, SMS, Messenger):

[www.weckglaeser.com/impressum.php](http://www.weckglaeser.com/impressum.php)