

Produktinformation durch weckglaeser.com

Kundenservice (E-Mail, Chat, SMS, Messenger):
www.weckglaeser.com/impressum.php

PET Flasche 750ml mit braunem Verschluss Standard

Produkt-ID: 10028401

[Zur Produktseite im Shop](#)



750 ml PET Medizinflasche mit braunem Standard Schraubverschluss

Beschreibung

Der hochwertige PET Kunststoff ist nahezu unzerbrechlich. Die braunen Flaschen in gedrungener Veralfaschenform schützen den Inhalt wirkungsvoll vor Licht. Durch den integrierten Ausgiessring und die grosse 28mm Öffnung besitzen die beliebten Flaschen ein sehr gutes Ausgiessverhalten. Lebensmitteltauglich. Der entscheidende Vorteil der PET Medizinflaschen liegt im geringen Gewicht, der Robustheit und im günstigen Preis. Inklusive dicht schliessendem weissem Schraubverschluss mit Originalität.

Eignung: Universell geeignet zum Aufbewahren von flüssigen Stoffen wie z.B. Essenzen, Extrakten, Bachblüten, Chemikalien, Ölen, Parfum etc.

Qualität: Apothekenqualität. Die PET Medizinflaschen werden aus unzerbrechlichem PET (Polyethylenterephthalat) gefertigt.

Herstellung: Gemäss ISO 9001. Hergestellt unter Reinraumbedingungen.

Bezeichnungen: PET Medizinflasche, Medizinflasche, Sirupflasche, PET Flasche, PET Sirupflasche, Veralfflasche, Kunststoffflasche braun, PET Pharmaflasche

Details und Spezifikationen

Nennvolumen: 750 ml

Randvollvolumen: 775 ml

Öffnung innen: 21 mm

Gewicht: 48.3 g

Höhe der Flasche ohne Verschluss: 205 mm

Höhe der Flasche mit Verschluss: 207 mm

Max. vertikales Mass des Etikettes: 135 mm

Max. horizontales Mass des Etikettes: 135 mm

Durchmesser aussen minimal: 28 mm

Durchmesser aussen maximal: 73 mm

Gewinde: 28 mm mit integriertem Ausgiessring.

Mitgelieferter Verschluss: Brauner Schraubverschluss Standard (Art. Nr. 102441).

Farbe: braun

Besonderes: BPA frei (Ohne Bisphenol-A). Unzerbrechlich im Gegensatz zu Euro Medizinflaschen aus Glas.

Alle Angaben, Bilder und Beschreibungen werden mit bestmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Sie sind unverbindlich. Produktänderungen sind vorbehalten. Alle Massangaben unterliegen fertigungsüblichen Toleranzen von $\pm 5\%$.

Kundenservice (E-Mail, Chat, SMS, Messenger):

www.weckglaeser.com/impressum.php