

Produktinformation durch weckglaeser.com

Kundenservice (E-Mail, Chat, SMS, Messenger):
www.weckglaeser.com/impressum.php

PET Flasche 500ml mit rotem Verschluss OV

Produkt-ID: 10024501

[Zur Produktseite im Shop](#)



500 ml PET Medizinflasche mit rotem Originalitätsverschluss

Beschreibung

Der hochwertige PET Kunststoff ist nahezu unzerbrechlich. Die braunen Flaschen in gedrungener Veralfaschenform schützen den Inhalt wirkungsvoll vor Licht. Durch den integrierten Ausgiessring und die grosse 28mm Öffnung besitzen die beliebten Flaschen ein sehr gutes Ausgiessverhalten. Lebensmitteltauglich. Der entscheidende Vorteil der PET Medizinflaschen liegt im geringen Gewicht, der Robustheit und im günstigen Preis. Inklusive dicht schliessendem weissem Schraubverschluss mit Originalität.

Eignung: Universell geeignet zum Aufbewahren von flüssigen Stoffen wie z.B. Essenzen, Extrakten, Bachblüten, Chemikalien, Ölen, Parfum etc.

Qualität: Apothekenqualität. Die PET Medizinflaschen werden aus unzerbrechlichem PET (Polyethylenterephthalat) gefertigt.

Herstellung: Gemäss ISO 9001. Hergestellt unter Reinraumbedingungen.

Bezeichnungen: PET Medizinflasche, Medizinflasche, Sirupflasche, PET Flasche, PET Sirupflasche, Veralfflasche, Kunststoffflasche braun, PET Pharmaflasche

Details und Spezifikationen

Nennvolumen: 500 ml

Randvollvolumen: 523 ml

Öffnung innen: 21 mm

Gewicht: 37.4 g

Höhe der Flasche ohne Verschluss: 156 mm

Höhe der Flasche mit Verschluss: 158 mm

Max. vertikales Mass des Etikettes: 100 mm

Max. horizontales Mass des Etikettes: 100 mm

Durchmesser aussen minimal: 28 mm

Durchmesser aussen maximal: 61.8 mm

Gewinde: 28 mm mit integriertem Ausgiessring.

Mitgelieferter Verschluss: Roter Schraubverschluss mit Originalität (Erstöffnungssicherung)

Farbe: braun

Besonderes: BPA frei (Ohne Bisphenol-A). Unzerbrechlich im Gegensatz zu Euro Medizinflaschen aus Glas.

Alle Angaben, Bilder und Beschreibungen werden mit bestmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Sie sind unverbindlich. Produktänderungen sind vorbehalten. Alle Massangaben unterliegen fertigungsüblichen Toleranzen von $\pm 5\%$.

Kundenservice (E-Mail, Chat, SMS, Messenger):

www.weckglaeser.com/impressum.php