

Produktinformation durch weckglaeser.com

Kundenservice (E-Mail, Chat, SMS, Messenger):
www.weckglaeser.com/impressum.php

PET Flasche 250ml mit weiss/rotem Verschluss OV

Produkt-ID: 10028751

[Zur Produktseite im Shop](#)



250 ml PET Medizinflasche mit weiss/rotem Originalitätsverschluss (Erstöffnungssicherung)

Beschreibung

Der hochwertige PET Kunststoff ist nahezu unzerbrechlich. Die braunen Flaschen in gedrungener Veralfaschenform schützen den Inhalt wirkungsvoll vor Licht. Durch den integrierten Ausgiessring und die grosse 28mm Öffnung besitzen die beliebten Flaschen ein sehr gutes Ausgiessverhalten. Lebensmitteltauglich. Der entscheidende Vorteil der PET Medizinflaschen liegt im geringen Gewicht, der Robustheit und im günstigen Preis. Inklusive dicht schliessendem weissem Schraubverschluss mit Originalität.

Eignung: Universell geeignet zum Aufbewahren von flüssigen Stoffen wie z.B. Essenzen, Extrakten, Bachblüten, Chemikalien, Ölen, Parfum etc.

Qualität: Apothekenqualität. Die PET Medizinflaschen werden aus unzerbrechlichem PET (Polyethylenterephthalat) gefertigt.

Herstellung: Gemäss ISO 9001. Hergestellt unter Reinraumbedingungen.

Bezeichnungen: PET Medizinflasche, Medizinflasche, Sirupflasche, PET Flasche, PET Sirupflasche, Veralfflasche, Kunststoffflasche braun, PET Pharmaflasche

Details und Spezifikationen

Nennvolumen: 250 ml

Randvollvolumen: 268 ml

Öffnung innen: 21 mm

Gewicht: 26 g

Höhe der Flasche ohne Verschluss: 130 mm

Höhe der Flasche mit Verschluss: 132 mm

Max. vertikales Mass des Etikettes: 63 mm

Max. horizontales Mass des Etikettes: 63 mm

Durchmesser aussen minimal: 26 mm

Durchmesser aussen maximal: 61.8 mm

Gewinde: 28 mm mit integriertem Ausgiessring.

Mitgelieferter Verschluss: Weisses Schraubverschluss mit rotem Originalitätsring

Farbe: braun

Besonderes: BPA frei (Ohne Bisphenol-A). Unzerbrechlich im Gegensatz zu Euro Medizinflaschen aus Glas.

Alle Angaben, Bilder und Beschreibungen werden mit bestmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Sie sind unverbindlich. Produktänderungen sind vorbehalten. Alle Massangaben unterliegen fertigungsüblichen Toleranzen von $\pm 5\%$.

Kundenservice (E-Mail, Chat, SMS, Messenger):

www.weckglaeser.com/impressum.php